



MANUAL DE USUARIO:
MÓDULO
ATENCIÓN EN
LABORATORIO

2024



PERÚ

Ministerio
de Salud

RESUMEN

El Sistema Informático de Historia Clínica Electrónica (SIHCE) es una herramienta informática asistencial y administrativa que ha sido desarrollada por el Ministerio de Salud para los centros de salud de primer nivel que está compuesto de los módulos de: Gestión de Administración (programación de turnos), Ventanilla Única, Triage, Consulta Externa, archivo clínico, caja, servicio social, farmacia y emergencia.

En esta oportunidad, se presentará el módulo de soporte al diagnóstico (Laboratorio) que se unirá al SIHCE. Este módulo permitirá centralizar las órdenes de laboratorio, agendar pacientes, tomar y recibir las muestras, distribuir las muestras y emitir los resultados de los exámenes de laboratorio. Asimismo, el módulo de laboratorio realizará las estadísticas necesarias para la definición de las políticas públicas necesarias para el Sector Salud.




Contenido

INGRESO AL MÓDULO DE LABORATORIO	4
DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA DE INICIO AL MÓDULO	5
BANDEJA DE INGRESOS	6
GESTIÓN DE MUESTRAS.....	7
VALIDAR EXÁMENES.....	7
TOMAR MUESTRAS	8
DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS.....	10
GESTIÓN DE RESULTADOS	11
BANDEJA DOC. ELECTRÓNICOS	14

INGRESO AL MÓDULO DE LABORATORIO

- Se debe usar el navegador Google Chrome o Firefox
- Debe escribir la URL de la siguiente forma:



- Se ingresa el usuario y contraseña (en este caso es el Número de documento del usuario generado por el sistema)



A screenshot of the SIHCE login page. At the top, there is the logo of the Ministry of Health of Peru (PERÚ Ministerio de Salud) and the SIHCE logo. Below the logos, there is a heading "Ingrese su usuario y contraseña para acceder al" followed by a callout box containing the text "Ingresar usuario y contraseña". The login form consists of two input fields: "Usuario" and "Contraseña". Below the "Contraseña" field, there is a callout box containing the text "Dar un clic en el botón 'Ingresar'". At the bottom of the form, there is a blue button labeled "Ingresar" with a right-pointing arrow.

Nota: Por medidas de seguridad, el sistema le pedirá cambiar la contraseña, una vez ingresado al sistema)



PERÚ

Ministerio de Salud

DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA DE INICIO AL MÓDULO

The screenshot shows the SIHCE system interface. On the left is a dark sidebar menu with the SIHCE logo and four items: 'Bandeja de ingresos' (1), 'Gestión de las muestras', 'Gestión de resultados', and 'Bandeja Doc. Electrónicos'. The top header is blue and contains 'SAN GENARO DE VILLA' (2), 'LABORATORIO', and 'USUARIO' (3) with a user icon. Below the header is a white area with 'Bandeja de ingresos' and 'Órdenes por Atender' (4). A search form includes 'Tipo búsqueda' (DNI), 'Número de documento', 'Fecha inicio' (12/08/2024), and 'Fecha fin' (12/08/2024), with 'Buscar' and 'Limpiar' buttons. Below the search form is a table with columns: Documento, Paciente, Servicio Solicitante, Fecha Cita, Hora Cita, Número Orden, A Demanda, Estado, and Acciones. A single record is shown with a 'Pendiente' status and an 'Atender' button. Below the table is a section for 'Médico Solicitante' with a list of medical orders. At the bottom, it says 'Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros' and has 'Anterior', '1', and 'Siguiente' buttons. The footer contains 'Desarrollado por la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud' and 'Copyright © 2022 | Todos los derechos reservados'.

1. Menú de acceso a los módulos del SIHCE según el perfil del usuario.
2. Nombre del Establecimiento de Salud.
3. Nombre del usuario que inició sesión.
4. Dar un clic para desglosar y mostrar las siguientes opciones: Manual, Contraseña, Salir del sistema.

A close-up of the user menu dropdown. The header is blue with 'USUARIO' and a user icon. The dropdown menu is white and contains three items: 'Manuales' with an information icon, 'Contraseña...' with a key icon, and 'Salir del sistema' with a door icon.

BANDEJA DE INGRESOS

Conformado por dos grupos:

- **Órdenes por atender:** Contiene las órdenes de laboratorio que llegan desde el módulo de Citas y módulos asistenciales.
- **Órdenes atendidas:** Contiene las órdenes que han iniciado el flujo de atención.

Ambos grupos permite realizar lo siguiente:

1. Permite buscar las órdenes por paciente y por rango de fecha. Donde la fecha de orden es un campo requerido para la búsqueda de órdenes.
2. Al dar clic en el botón “Buscar” lista las órdenes en una tabla.
3. Dar clic en el botón “Limpiar” para borrar todos los datos ingresados.
4. Contenido de la tabla: Documento del paciente, nombres del paciente, servicio solicitante, fecha y hora de la cita, número de la orden, A demanda y Estado de la orden.
5. En la tabla de “Órdenes por atender” se visualiza el botón “Atender” en cada fila, el cual direcciona a la vista “Validar exámenes” de la bandeja “Gestión de las muestras” para dar inicio al flujo de atención de la orden.

Bandeja de ingresos

Órdenes por Atender | Órdenes Atendidas

Tipo búsqueda ?
 DNI
 Número de documento
 Número de documento
 Fecha inicio
 12/08/2024
 Fecha fin
 12/08/2024
 Buscar
 Limpiar

Mostrar 10 registros
 Buscar:

Documento	Paciente	Servicio Solicitante	Fecha Cita	Hora Cita	Número Orden	A Demanda	Estado	Acciones
DNI-		CONSULTA EXTERNA-MEDICINA GENERAL / ATENCIÓN DEL ADULTO-	12/08/2024	14:59	LAB00006000-24-0000211	Si	Pendiente	Atender

Médico Solicitante: CPMS

- [81000] ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA

- [80051.01] ELECTROLITOS (NA K CI) EN ORINA 24 HORAS

- [81025] TEST DE EMBARAZO EN ORINA

- [80414] PERFIL DE ESTIMULACION CON GONADOTROPINA CORIONICA; RESPUESTA DE TESTOSTERONA ESTA BATERIA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE:TESTOSTERONA (84403 X 2 EN TRES MUESTRAS ACUMULADAS DE SANGRE)

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Desarrollado por la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud | Copyright © 2022 | Todos los derechos reservados

GESTIÓN DE MUESTRAS

La bandeja de órdenes permite **validar la disponibilidad, tomar la muestra y distribución de muestras** según el estado de la orden. Conformado por 3 grupos: “Validar exámenes, Tomar muestras y Distribución de muestras”

VALIDAR EXÁMENES

Cuando los exámenes están pendientes de validar, la orden se ubicará en el grupo Validar exámenes.

- Permite aplicar filtros por:
 - N° orden
 - Servicio solicitante
 - Rango de fecha
- Dar clic en el botón “Buscar” para mostrar los resultados en la tabla.
- Dar clic en el botón “Limpiar” para borrar todos los datos ingresados.
- La tabla contiene las siguientes columnas: N° orden, documento y nombres del paciente, estado orden, estado atención, servicio solicitante, fecha orden, Acciones (botón Validar).

Gestión de muestras

Validar exámenes Tomar muestras Distribución de muestras

N° Orden 1
 Ingrese el código de orden

Servicio Solicitante

Rango: Fecha Inicial 12/08/2024 Rango: Fecha Final 12/08/2024 2 3
 Buscar Limpiar

Mostrar 10 registros 4

N° Orden	Documento	Paciente	Estado Orden	Estado Atención	Servicio solicitante	Fecha Orden	Acciones
LAB00006000-24-0000211	DNI- [REDACTED]	[REDACTED]	Solicitada	REGISTRADO	CONSULTA EXTERNA-MEDICINA GENERAL / ATENCIÓN DEL ADULTO-	12/08/2024	Validar 5

Mostrando 1 a 1 de 1 registros Anterior 1 Siguiente

- Validar:** botón que direcciona a la siguiente vista para marcar la disponibilidad de los exámenes que contiene la orden.
 - Datos generales del paciente
 - Datos de la orden
 - Datos de los diagnósticos
 - Datos de los exámenes: Lista los exámenes de la orden, donde debe marcar la casilla de la columna “Disponible” si el examen está disponible para proceder con la toma de muestra.
- NOTA: La columna “Info” contiene un botón del estado de la configuración del examen: Si el botón es de color azul, usted podrá marcar la disponibilidad. Por el contrario, si es de color rojo, es indicador de alerta donde falta algún dato en la configuración y no podrá continuar con



el flujo de ese examen.

5. Clic en el botón Guardar.

6. Ir a Distribución de Muestras: Botón que direcciona a la bandeja de Distribución de muestras.

Validar exámenes

1

PACIENTE: [REDACTED] N° DOCUMENTO: DNI: [REDACTED] SEXO: ♂ MASCULINO EDAD ACTUAL: 36 años 1 meses 4 días

Datos de la orden **2**

Orden de laboratorio: LAB00006000-24-0000211 Origen de la Orden: A Demanda Seguro: SIS Servicio Solicitante: CONSULTA EXTERNA-MEDICINA GENERAL / ATENCIÓN DEL ADULTO- Profesional solicitante: [REDACTED] Fecha de Orden: 12 de agosto de 2024

Datos de los diagnósticos **3**

Diagnóstico	Tipo de diagnóstico
A009 - Cólera, no especificado	P

Datos de los exámenes

CPMS	Procedimiento	Observación	<input type="checkbox"/> Disponible	Info 4
81000	ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA		<input type="checkbox"/> Disponible	5
80051.01	ELECTROLITOS (NA K CI) EN ORINA 24 HORAS		<input type="checkbox"/> Disponible	6
81025	TEST DE EMBARAZO EN ORINA		<input type="checkbox"/> Disponible	
80414	PERFIL DE ESTIMULACION CON GONADOTROPINA CORIONICA; RESPUESTA DE TESTOSTERONA ESTA BATERIA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE:TESTOSTERONA (84403 X 2 EN TRES MUESTRAS ACUMULADAS DE SANGRE)		<input type="checkbox"/> Disponible	

5 **6**

Guardar **Volver a gestión de muestras**

Desarrollado por la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud Copyright © 2022 | Todos los derechos reservados

TOMAR MUESTRAS

Cuando los exámenes ya se validaron, el siguiente paso es tomar la muestra:

1. Permite aplicar filtros por:

- N° orden
- Servicio solicitante
- Rango de fecha

2. Dar clic en el botón “Buscar” para mostrar los resultados en la tabla.

3. Dar clic en el botón “Limpiar” para borrar todos los datos ingresados.

4. La tabla contiene las siguientes columnas: N° orden, documento y nombres del paciente, estado

orden, estado atención, servicio solicitante, fecha orden, Acciones (botón Tomar muestra).

Gestión de muestras

Validar exámenes Distribución de muestras

[Tomar muestras](#)

N° Orden Servicio Solicitante

Ingrese el código de orden -----

Rango: Fecha Inicial Rango: Fecha Final

12/08/2024 12/08/2024

Buscar Limpiar

Mostrar 10 registros

N° Orden	Documento	Paciente	Estado Orden	Estado Atención	Servicio solicitante	Fecha Orden	Acciones
LAB00006000-24-0000211	DNI-██████████	██████████	Validada	REGISTRADO	CONSULTA EXTERNA-MEDICINA GENERAL / ATENCIÓN DEL ADULTO-	12/08/2024	Tomar muestra

Mostrando 1 a 1 de 1 registros Anterior **1** Siguiente

- **Tomar muestra:** botón que direcciona a la siguiente vista para seleccionar el estado de la muestra.
 1. Datos generales del paciente
 2. Datos de la muestra
 3. Datos del estado de la muestra: Pendiente, Inadecuada, Tomada
 - Inicia en estado “Pendiente”.
 - Si el estado de la muestra está dañado, seleccionar “Inadecuada”.
 - Si el estado de la muestra es correcto, seleccionar “Tomada”.
 4. Datos de los exámenes
 5. Imprimir etiqueta: Descarga la etiqueta de la muestra.

DNI: 45454544  **PERÚ** Ministerio de Salud

Edad: 36 años 1 mes 4 días

Paciente: EDWIN ZEBALLOS HUAMAN



LAB00006000-24-0000004-04

ORINA 12/08/2024 14:41:27

6. Ir a la pestaña distribución de muestras
7. Volver a la pestaña toma de muestras



Tomar muestras

PACIENTE N° DOCUMENTO SEXO EDAD ACTUAL 1
DNI: ♂ MASCULINO 36 años 1 meses 4 días

5 [Imprimir Etiqueta](#)

Datos de la Muestra 2

Orden de laboratorio: Servicio Solicitante: Profesional solicitante: Fecha de orden:
LAB00006000-24-0000211 CONSULTA EXTERNA-MEDICINA GENERAL / ATENCIÓN DEL ADULTO- 12 de agosto de 2024

Datos del Estado de la Muestra 3

Tipo de Muestra	Estado de la muestra	Observación
ORINA	Pendiente Inadecuada Tomada	

Datos de los exámenes 4

Código	Tipo de Muestra	Examen
LAB00006000-24-0000211-04	Orina	(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA

6 7

[Ir a distribución de muestras](#) [Volver a toma de muestras](#)

DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS

Cuando la muestra ha sido tomada, la orden se ubicará en el grupo Distribución de muestras.

- Permite aplicar filtros por:
 - N° orden
 - Servicio solicitante
 - Rango de fecha
- Dar clic en el botón “Buscar” para mostrar los resultados en la tabla.
- Dar clic en el botón “Limpiar” para borrar todos los datos ingresados.
- La tabla contiene las siguientes columnas: Código de muestra, Área, Tipo, Exámenes, Servicio solicitante, Fecha de muestra, Recepción, Observaciones.
La columna “Recepción” tiene tres botones que representan el estado de la recepción: Pendiente, Válida, Inválida.
 - Inicia en estado “Pendiente”.
 - Si el estado de la recepción es fallido, seleccionar “Válida”.



- Si el estado de la muestra es correcto, seleccionar “Inválida”.

Gestión de muestras

Validar exámenes Tomar muestras Distribución de muestras

N° Orden 1 Servicio Solicitante

Ingrese el código de orden

Rango: Fecha Inicial Rango: Fecha Final

12/08/2024 12/08/2024

Buscar Limpiar 2 3

Mostrar registros Buscar:

Código de Muestra	Área	Tipo	Exámenes	Servicio solicitante	Fecha de muestra	Recepción	Observaciones
LAB00006000-24-0000211-04	Bioquímica	Orina	(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	CONSULTA EXTERNA- MEDICINA GENERAL / ATENCIÓN DEL ADULTO-	12/08/2024 a las 21:38	Pendiente Válida Inválida 4	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros Anterior 1 Siguiente

Desarrollado por la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud Copyright © 2022 | Todos los derechos reservados

GESTIÓN DE RESULTADOS

Cuando la muestra ha sido tomada, la orden se ubicará en el grupo Distribución de muestras.

1. Permite aplicar filtros por:

- Tipo búsqueda
- Número de Documento
- Código orden
- Estado orden
- Rango de fechas

2. Dar clic en el botón “Buscar” para mostrar los resultados en la tabla.

3. La tabla contiene las siguientes columnas: Código de la orden, Fecha de la orden, Paciente, Servicio solicitante, exámenes, estado, Acciones (botones Registrar resultado o Ver Registro, según estado de la orden)



Gestión de resultados

Tipo búsqueda 1

Número de Documento 2

Código Orden Estado Orden Fecha Inicial Fecha Final

12/08/2024 12/08/2024

Buscar

Mostrar 10 registros

Código de la Orden	Fecha de la Orden	Paciente	Servicio solicitante
LAB00006000-24-0000211	12/08/2024		CONSULTA EXTERNA-MEDICINA GENERAL / ATENCIÓN DEL ADULTO-

Exámenes

(B1000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES, NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA

(80051.01) ELECTROLITOS (NA K CI) EN ORINA 24 HORAS

(B1025) TEST DE EMBARAZO EN ORINA

(80414) PERFIL DE ESTIMULACION CON GONADOTROPINA CORIONICA; RESPUESTA DE TESTOSTERONA ESTA BATERIA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE:TESTOSTERONA (84403 X 2 EN TRES MUESTRAS ACUMULADAS DE SANGRE)

Estado Muestra en proceso 3

Acciones Registrar Resultado

Mostrando 1 a 1 de 1 registro

Anterior 1 Siguiente

- **Registrar resultado**

Direcciona a la vista para iniciar con el registro de los resultados de los exámenes.

Si en la columna “Parámetro” se muestra el botón “Clic Aquí”, es indicador que aún no se ha validado la recepción. Dar clic para direccionar a la vista de Distribución de muestras y actualizar el estado a “Válida” y poder continuar con el registro de resultados.

El formulario para registrar los resultados contiene lo siguiente:

- Datos del paciente
- Datos de la orden
- Datos de los exámenes:
 - Lista todos los parámetros del examen. Deberá completar todos los parámetros para guardar.
- Guardar
- Botón para Regresar a gestión de resultados

Luego de guardar los resultados, se mostrarán los siguientes botones:

Ver Documentos Regresar a resultados

- Ver documentos: abre una ventana con el documento Resultados de laboratorio.
- Regresar a resultados



Registrar Resultados

1

PACIENTE: N° DOCUMENTO DNI: SEXO: MASCULINO EDAD ACTUAL: 36 años 1 meses 4 días

Datos de la Orden

2

Código Orden: LAB00006000-24-0000211 Fecha Orden: 12/08/2024 15:08 Servicio Solicitante: CONSULTA EXTERNA-MEDICINA GENERAL / ATENCIÓN DEL ADULTO- Profesional Solicitante:

Datos de los Exámenes

3

Descripción del Examen:

(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA

CPMS	Código de muestra	Tipo de muestra	Parámetro	Rango de referencia	Unidad	Resultado
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Color	43 - 12		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Aspecto	32 - 12	g/L	<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Olor	32 - 12		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	pH	4.5 - 8		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Gravedad especifica	1001 - 1005		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Proteina	54 - 12		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Glucosa	54 - 12		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Cuerpos cetónico	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Bilirrubina	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Urobilinogeno	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Hemoglobina (Hemáticos)	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Esterasa leucocitaria	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Nitritos	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Células epiteliales	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Leucocitos	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Hemáties	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Gérmenes	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Cristales	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Otros	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Células epiteliales por campo	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Leucocitos por campo	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Hemáties por campo	-		<input type="text"/>
(81000) ANALISIS DE ORINA POR TIRA DE ANALISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINAS, GRAVEDAD ESPECIFICA, UROBILINOGENO, CUALQUIER NUMERO DE ESTOS COMPONENTES; NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	LAB00006000-24-0000211-04	Orina	Bilirrubina	-	g/L	<input type="text"/>

4

Guardar Volver a Gestión de resultados

5

